



INFORMACJE NA TEMAT POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ

BADANIE	MATERIAŁ, POBIERANIE I TRANSPORT	PRZYJĘCIE MATERIAŁU DO BADAŃ
Kariotyp w amniocytach	Płyn owodniowy pobrany jałowo podczas zabiegu amniopunkcji. Ilość ml płynu owodniowego powinna odpowiadać wiekowi ciąży wg USG (np. 16 tydzień ciąży, 16 ml płynu owodniowego). Przy jednoczesnym zleceniu kariotypu i badania FISH w amniocytach dodatkowo należy pobrać 5ml płynu. Maksymalny czas transportu materiału to 1 doba od pobrania (paczka z próbką + chłodziak*).	od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.
Kariotyp w limfocytach krwi obwodowej	Krew pełna pobrana na heparynę sodową, min. 3ml. Maksymalny czas transportu krwi to ok.48h od pobrania (paczka z próbką + chłodziak*).	od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15.30.
Kariotyp w fibroblastach skóry	Materiał z biopsji skóry zawieszony w jałowym płynie fizjologicznym, pobrany z zachowaniem zasad aseptyki. Próbkę powinna być transportowana w temperaturze pokojowej. Maksymalny czas transportu to 2 doby od pobrania (odpowiednio zabezpieczona paczka z naczyniem).	od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.
Określenie płci i/lub aneuploidii 13,18,21 w materiale po poronieniu	Materiałem do badania są kosmki (kilkanaście kosmków) lub fragment skóry poronionego płodu (o wielkości 0,5 cm ²).Materiał pobrany przez lekarza z zachowaniem zasad aseptyki należy umieścić w jałowym pojemniku z solą fizjologiczną. Materiał do momentu wysłania do Laboratorium należy przechowywać w temp. lodówki. Max. czas transportu materiału 24h. (odpowiednio zabezpieczona paczka z pojemnikiem + chłodziak*).	od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.
Test "rapid" FISH	Płyn owodniowy w ilości 5 ml. Max. czas transportu to 24h od pobrania. (zabezpieczona paczka z próbką + chłodziak*)	od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.
Test MultiVysion PGT w plemnikach	Próbka nasienia oddana do jałowego pojemnika. Badanie powinno być przeprowadzane po 5 dniach wstrzemięźliwości płciowej. Materiał powinien dotrzeć do Laboratorium max. 24h po oddaniu. Do momentu dostarczenia do laboratorium materiał powinien być przechowywany w temp. lodówki.	od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.
Test UroVysion	Mocz w ilości ok. 500ml pobrany do jałowego pojemnika, najlepiej utwalony przy pomocy Carbowaxu. Materiał powinien być dostarczony do Laboratorium najlepiej w ciągu 24h od pobrania.	od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.

* wkład chłodzący należy umieścić w paczce w przypadku transportu w temperaturze powyżej 20°C

Każda próbka/pojemnik powinna być opisana imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz nr PESEL/datą urodzenia.

Do każdego materiału należy dołączyć skierowanie na badanie oraz deklarację świadomej zgody na badanie genetyczne.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.